

Тонометр автоматический Microlife BP A3L Comfort

ИМ-7.115728

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Размеры	143×85×58 мм
Вес	385 г
Комплектация	- элементы питания - сетевой адаптер - чехол

Описание

Электронный тонометр Microlife A3L Comfort выполнен с использованием уникальных цифровых технологий: PAD – точное определение показателей давления при наличии любых нарушений пульсового ритма; MAM – трехкратное измерение давления через равные промежутки времени с вычислением среднего, клинически точного значения; IMT – измерение давления в два раза быстрее аналогичных приборов: анализ начинается уже при накачивании внутренней камеры манжеты. Сокращение общего время измерения и гарантия более точного результата за счет отсутствия стресса и волнения, связанных с длительным нагнетанием воздуха в манжету и компрессией мягких тканей.