

Пробирка для капиллярной крови Xinle с K2EDTA

ИМ-7.117985

K2 ЭДТА, с капилляром / без капилляра, объем 0.2 мл
/ 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код фиолетовый

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	фиолетовый