

Пробирка Kima μ test без наполнителя

ИМ-7.102172 до 01.12.2019

без наполнителя, без капилляра, объем 0.5 мл, код
белый

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	без наполнителя
Капилляр	без капилляра
Объем	0.5 мл
Цветовой код	белый

Дополнительные характеристики

Пробирки Kima μ test без наполнителя.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	В упаковке
8149440	500 мкл	-	-	50 шт. / 1000 шт.

Срок годности: 24 месяца.

Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

