

Пробирка Kima μ test К фторид + Na₂ ЭДТА

ИМ-7.102172 до 01.12.2019

для глюкозы, с капилляром / без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл, код серый

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл
Цветовой код	серый

Дополнительные характеристики

Пробирки Kima μ test К фторид + Na₂ ЭДТА.

Наполнитель: фторид К + Na₂ ЭДТА.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	В упаковке
813805	250 мкл	KF + Na ₂ ЭДТА	-	50 шт. / 1000 шт.
813801	200 мкл	KF + Na ₂ ЭДТА	с капилляром	25 шт. / 500 шт.

Срок годности: 24 месяца.

Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

