

## Пробирка Kima $\mu$ test с гепарином лития

ИМ-7.102172 до 01.12.2019

гепарин лития, без капилляра, объем 0.5 мл, код  
зеленый

Vacutest Kima, Италия



### Характеристики

Тип	гепарин лития
Капилляр	без капилляра
Объем	0.5 мл
Цветовой код	зеленый

### Дополнительные характеристики

**Пробирки Kima  $\mu$  test с гепарином лития.**

**Наполнитель:** гепарин лития.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	В упаковке
812020	500 мкл	Li-гепарин	-	50 шт. / 1000 шт.

**Срок годности:** 24 месяца.

### Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

