

Пробирка Kima μ test с цитратом натрия 3.8%

ИМ-7.102172 до 01.12.2019

цитрат натрия, без капилляра, объем 0.5 мл, код голубой

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Капилляр	без капилляра
Объем	0.5 мл
Цветовой код	голубой

Дополнительные характеристики

Пробирки Kima μ test с цитратом натрия 3.8%.

Наполнитель: цитрат натрия 3.8%.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	В упаковке
814010	500 мкл	Цитрат натрия 3.8%	-	50 шт. / 1000 шт.

Срок годности: 24 месяца.

Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

