

## Пробирка лабораторная Флоринского МиниМед ПФХ-14 60 мм

ИМ-7.114137

стеклянная, универсальная, круглая, нестерильная,  
без градуировки, без пробки

МиниМед ООО, Россия



### Характеристики

---

Вид	стеклянная
Применение	универсальная
Форма основания	круглая
Стерильность	нестерильная
Градуировка	без градуировки
Пробка	без пробки

### Дополнительные характеристики

---

Артикул 10002708.

Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур.

Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86.

- высота  $60 \pm 5.0$  мм;
- наружный диаметр  $14.0 \pm 1.0$  мм;
- упаковка 300 шт.