

Пробирка Microtek с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

активатор свертывания и гель, с капилляром / без
капилляра, объем 0.25 мл / 0.5 мл, код желтый

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	желтый

Дополнительные характеристики

Микропробирки Microtek с активатором свертывания и гелем для забора капиллярной крови.

Объем	Наполнитель	Каталожный №	
		С капилляром	Без капилляра
0.25 мл	Активатор свертывания + гель	CG0725P	MG0725P
0.5 мл		CG0750P	MG0750P

В упаковке:

- с капилляром – 1600 шт.
- без капилляра – 2000 шт.