

Пробирка Microtek без наполнителя

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

без наполнителя, с капилляром / без капилляра,
объем 0.25 мл / 0.5 мл, код красный

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	красный

Дополнительные характеристики

Микропробирки Microtek без наполнителя для забора капиллярной крови.

Объем	Наполнитель	Каталожный №	
		С капилляром	Без капилляра
0.25 мл	Без наполнителя	CN0825P	MN0825P
0.5 мл		CN0850P	MN0850P

В упаковке:

- с капилляром – 1600 шт.
- без капилляра – 2000 шт.