

Пробирка Microtek с активатором свертывания

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

активатор свертывания, с капилляром / без
капилляра, объем 0.25 мл / 0.5 мл, код красный

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	красный

Дополнительные характеристики

Микропробирки Microtek с активатором свертывания для забора капиллярной крови.

Объем	Наполнитель	Каталожный №	
		С капилляром	Без капилляра
0.25 мл	Активатор свертывания	CC0825P	MC0825P
0.5 мл		CC0850P	MC0850P

В упаковке:

- с капилляром – 1600 шт.
- без капилляра – 2000 шт.