

Пробирка Microtek с гепарином натрия

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

гепарин натрия, с капилляром / без капилляра, объем
0.25 мл / 0.5 мл, код зеленый

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	зеленый

Дополнительные характеристики

Микропробирки Microtek с гепарином натрия для забора капиллярной крови.

Объем	Наполнитель	Каталожный №	
		С капилляром	Без капилляра
0.25 мл	Гепарин натрия	СН0725Р	МН0725Р
0.5 мл		СН0750Р	МН0750Р

В упаковке:

- с капилляром – 1600 шт.
- без капилляра – 2000 шт.