

Пробирка Microtek с К2 ЭДТА

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

К2 ЭДТА, с капилляром / без капилляра, объем 0.25 мл / 0.5 мл, код фиолетовый

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	К2 ЭДТА
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	фиолетовый

Дополнительные характеристики

Микропробирки Microtek с К2 ЭДТА для забора капиллярной крови.

Объем	Наполнитель	Каталожный №	
		С капилляром	Без капилляра
0.25 мл	К2 ЭДТА	СК0725Р	МК0725Р
0.5 мл		СК0750Р	МК0750Р

В упаковке:

- с капилляром – 1600 шт.
- без капилляра – 2000 шт.