

Пробирка Microtek с КЗ ЭДТА

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

КЗ ЭДТА, с капилляром / без капилляра, объем 0.25 мл / 0.5 мл, код фиолетовый

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	фиолетовый

Дополнительные характеристики

Микропробирки Microtek с КЗ ЭДТА для забора капиллярной крови.

Объем	Наполнитель	Каталожный №	
		С капилляром	Без капилляра
0.25 мл	КЗ ЭДТА	СК0825Р	МК0825Р
0.5 мл		СК0850Р	МК0850Р

В упаковке:

- с капилляром – 1600 шт.
- без капилляра – 2000 шт.