

Пробирка MiniCollect с активатором свертывания

ИМ-7.106046/2304

активатор свертывания, с капилляром / без  
капилляра, объем 0.5 мл / 1 мл, код красный

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Тип          | активатор свертывания        |
| Капилляр     | с капилляром / без капилляра |
| Объем        | 0.5 мл / 1 мл                |
| Цветовой код | красный                      |

Дополнительные характеристики

**Пробирки MiniCollect с активатором свертывания** - предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови (собранной с помощью ланцета), например, у новорожденных, детей и пожилых пациентов.

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;
- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

| Модификация          | Кат. № | Объем         | В упаковке         |
|----------------------|--------|---------------|--------------------|
| MiniCollect          | 450534 | 0.5 мл / 1 мл | 50 шт. / 500 шт.   |
| MiniCollect Complete | 450549 | 0.5 мл / 1 мл | 50 шт. / 500 шт.   |
| Капилляры 250 мкл    | 450430 | 0.25 мл       | 100 шт. / 1000 шт. |
| Капилляры 80 мкл     | 450431 | 0.08 мл       | 100 шт. / 1000 шт. |

**Встроенная воронка** позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться Вспомогательными приспособлениями.