

Пробирка MiniCollect с гепарином лития и гелем

ИМ-7.106046/2304

гепарин лития и гель, с капилляром / без капилляра,
объем 0.8 мл, код зеленый

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.8 мл
Цветовой код	зеленый

Дополнительные характеристики

Пробирки MiniCollect с гепарином лития и разделительным гелем - предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови (собранной с помощью ланцета), например, у новорожденных, детей и пожилых пациентов.

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;
- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

Модификация	Кат. №	Объем	В упаковке
MiniCollect	450535	0.8 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect Complete	450550	0.8 мл	50 шт. / 500 шт.
Капилляры 250 мкл	450435	0.25 мл	100 шт. / 1000 шт.
Капилляры 80 мкл	450436	0.08 мл	100 шт. / 1000 шт.

Встроенная воронка позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться Вспомогательными приспособлениями.