

Пробирка MiniLab без наполнителя

ИМ-7.109707 до 16.03.2026

без наполнителя, с капилляром / без капилляра,
объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл, код красный

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	красный

Описание

Пробирки MiniLab без наполнителя предназначены для взятия капиллярной крови.

Модификации:

- 1. Пробирки MiniLab без капилляра
- 2. Пробирки MiniLab с капилляром

Функциональные особенности:

- Пробирки оснащены специальным желебом.
- Специальная конструкция защелкивающейся крышки обеспечивает безопасность при транспортировке.
- Капилляр калиброван по принципу End-to-End.
- Капилляр обработан соответствующим наполнителем.
- Резиновая крышка содержит крестообразный клапан с капилляром.

Объем	Наполнитель	Каталожный №		Цвет
		с капилляром	без капилляра	
0.5	без наполнителя	NP05004SC	NP05004S	Красный
0.25		NP025004SC	NP025004S	
0.2		NP02004SC	NP02004S	