

Пробирка MiniLab с активатором свертывания

ИМ-7.109707 до 16.03.2026

активатор свертывания, с капилляром / без
капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл, код
красный

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	красный

Описание

Пробирки MiniLab с активатором свертывания предназначены для взятия капиллярной крови.

Модификации:

- 1. Пробирки MiniLab без капилляра
- 2. Пробирки MiniLab с капилляром

Функциональные особенности:

- Пробирки оснащены специальным железом.
- Специальная конструкция защелкивающейся крышки обеспечивает безопасность при транспортировке.
- Капилляр калиброван по принципу End-to-End.
- Капилляр обработан соответствующим наполнителем.
- Резиновая крышка содержит крестообразный клапан с капилляром.

Объем	Наполнитель	Каталожный №		Цвет
		с капилляром	без капилляра	
0.5	Активатор свертывания	NP05014SC	NP05014S	Красный
0.25		NP025014SC	NP025014S	
0.2		NP02014SC	NP02014S	