

Пробирка MiniLab с гепарином натрия

ИМ-7.109707 до 16.03.2026

гепарин натрия, с капилляром / без капилляра, объем
0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл, код зеленый

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	зеленый

Описание

Пробирки MiniLab с гепарином натрия предназначены для взятия капиллярной крови.

Модификации:

- 1. Пробирки MiniLab без капилляра
- 2. Пробирки MiniLab с капилляром

Функциональные особенности:

- Пробирки оснащены специальным желебом.
- Специальная конструкция защелкивающейся крышки обеспечивает безопасность при транспортировке.
- Капилляр калиброван по принципу End-to-End.
- Капилляр обработан соответствующим наполнителем.
- Резиновая крышка содержит крестообразный клапан с капилляром.

Объем	Наполнитель	Каталожный №		Цвет
		с капилляром	без капилляра	
0.5	Гепарин натрия	NP05104SC	NP05104S	Зеленый
0.25		NP025104SC	NP025104S	
0.2		NP02104SC	NP02104S	