

Пробирка Multivette 600 с гепарином лития

ИМ-7.109275 до 22.12.2025

гепарин лития, с капилляром / без капилляра, объем
0.6 мл, код зеленый / оранжевый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	гепарин лития
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.6 мл
Цветовой код	зеленый / оранжевый

Дополнительные характеристики

Пробирки Multivette 600 с Li-гепарином - взятие **капиллярной** и **венозной** крови в одной системе.

Характеристики:

- Легкость взятия венозной крови с помощью иглы Люера.
- Безопасное взятие капиллярной крови по принципу «end-to-end».
- Градуировка для контроля объема

Кат. №	Модификация	Объем	Реагент	В упаковке
15.1673	Multivette 600	600 мкл	Гепарин лития	100 шт.

