

Пробирка Impromini с гепарином натрия

ИМ-7.105047/2207

гепарин натрия, с капилляром / без капилляра, объем
0.2 мл / 0.5 мл, код зеленый

Improve Medical, Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.5 мл
Цветовой код	зеленый

Дополнительные характеристики

Пробирки Impromini с гепарином натрия предназначены для исследования плазмы крови.

Кат. №	Объем	Реагент	Капилляр	В упаковке
5636602	0.2 мл	Na гепарин	-	50 шт.
5636605	0.5 мл	Na гепарин	-	50 шт.
5646602	0.2 мл	Na гепарин	+	20 шт.
5646605	0.5 мл	Na гепарин	+	20 шт.

Модификации:

- с резиновой крышкой
- с пластиковой завинчивающейся крышкой
- с пластиковой защелкивающейся крышкой

