

Пробирка вакуумная Медбелрос для СОЭ

ИМ-7.112462/2308

для СОЭ, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код черный, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос для СОЭ предназначены для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена закрытым способом.

Важно! Так как пробирка для СОЭ содержит цитрат натрия, важно не допустить обратного тока крови из пробирки, так как это может привести к аллергической реакции пациента.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.8%, 0.129 моль/л (соотношения кровь:цитрат - 4:1).

Материал для исследования: кровь, цитратная плазма.

Код на этикетке: 4NC3.8.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 9 месяцев.