

## Пробирка вакуумная Медбелрос с гепарином лития и гелем

ИМ-7.112462/2308

гепарин лития и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 /  
6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100  
мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



### Характеристики

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип          | гепарин лития и гель                                          |
| Объем        | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм                              |
| Цветовой код | зеленый                                                       |
| Материал     | пластик                                                       |

### Описание

**Пробирки вакуумные Медбелрос с гепарином лития и разделительным гелем** предназначены для исследования плазмы, гепаринизированной крови, используются для подсчета клеток крови.

При смешивании с забраным материалом гепарин активирует антитромбины и таким образом блокирует каскад свертывания крови. Для более чистого разграничения плазмы крови и сгустка в пробирке дополнительно содержится специальный инертный **олефиновый гель**. Следствием и большим преимуществом является больший выход полностью отделённой гелем плазмы и ее дальнейшее удобное использование, при необходимости которую можно перелить во вторичную пробирку.

**Наполнитель:** гепарин лития + разделительный гель.

**Материал для исследования:** плазма.

**Центрифугирование:** 2000 g, 5 минут.

**Код на этикетке:** LHG.

#### Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

**Срок хранения:** 18 месяцев.