

Пробирка вакуумная Медбелрос с гепарином натрия и гелем

ИМ-7.112462/2308

гепарин натрия и гель, объем 1.0 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

МИЗ МЕДБЕЛПРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	гепарин натрия и гель
Объем	1.0 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос с гепарином натрия и разделительным гелем предназначены для исследования плазмы, гепаринизированной крови, используются для подсчета клеток крови.

При смешивании с забранным материалом гепарин активирует антитромбины и таким образом блокирует каскад свертывания крови. Для более чистого разграничения плазмы крови и сгустка в пробирке дополнительно содержится специальный инертный **олефиновый гель**. Следствием и большим преимуществом является больший выход полностью отделённой гелем плазмы и ее дальнейшее удобное использование, при необходимости которую можно перелить во вторичную пробирку.

Наполнитель: гепарин натрия + разделительный гель.

Материал для исследования: плазма.

Центрифугирование: 2000 g, 5 минут.

Код на этикетке: NHG.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 18 месяцев.