

Пробирка вакуумная Медбелрос с K2 ЭДТА и гелем

ИМ-7.112462/2308

K2 ЭДТА и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА и гель
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос с K2 ЭДТА и разделительным гелем предназначены для гематологических исследований цельной крови.

ЭДТА предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция.

Используются в гематологии, ПЦР-диагностике, исследованиях групп крови. Наиболее широкое применение в клинической гематологии.

Для более чистого разграничения плазмы крови и сгустка в пробирке дополнительно содержится специальный инертный **олефиновый гель**.

Наполнитель: K2 ЭДТА + разделительный гель.

Материал для исследования: кровь, плазма.

Центрифугирование: не требуется (за исключением случаев получения плазмы).

Код на этикетке: K2EG.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 18 месяцев.