

Пробирка вакуумная Медбелрос с КЗ ЭДТА

ИМ-7.112462/2308

КЗ ЭДТА , объем 1.0 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	1.0 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Медбелрос с КЗ ЭДТА предназначены для гематологических исследований цельной крови.

ЭДТА предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция.

ЭДТА не влияет на гематологические параметры.

Пробирки с ЭДТА можно применять при анализе крови с использованием автоматических гематологических анализаторов, не открывая пробирки. Пробозаборник анализатора легко протыкает резиновую часть крышки пробирки.

Наполнитель: КЗ ЭДТА.

Материал для исследования: кровь, плазма.

Центрифугирование: не требуется (за исключением случаев получения плазмы).

Код на этикетке: КЗЕ.

Размеры:

- 13×75 мм (объем крови от 1 до 6 мл);
- 13×100 мм (объем крови от 1 до 7 мл);
- 16×100 мм (объем крови от 7 до 10 мл).

Срок хранения: 18 месяцев.