

Пробирка вакуумная S-Monovette с активатором свертывания и гранулами

ИМ-7.109272 до 22.12.2025

активатор свертывания, объем 1.2 / 2.6 / 2.7 / 4.0 / 4.5 /
4.9 / 5.5 / 7.5 мл, размер 13×75 мм / 8×66 мм / 11×66
мм / 11×92 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм /
15×92 мм, цветовой код белый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия

