

## Пробирка вакуумная VACUETTE с КЗ ЭДТА и аprotинином

ИМ-7.106046/2304

для гормонов, объем 4.0 мл, размер 13×75 мм,  
цветовой код розовый, пластик

Greiner Bio-One, Австрия



### Характеристики

|              |              |
|--------------|--------------|
| Тип          | для гормонов |
| Объем        | 4.0 мл       |
| Размер       | 13×75 мм     |
| Цветовой код | розовый      |
| Материал     | пластик      |

### Описание

#### Пробирка вакуумная VACUETTE с КЗ ЭДТА и аprotинином.

Апротинин (устойчивый белок, выделенный из бычьих лёгких) - ингибитор тканевых и сывороточных протеолитических ферментов (трипсин, хемитрипсин, плазмин, калли- креин); используется в качестве стабилизатора пробы крови. Концентрация апротинина - 50 KIU (международных единиц активности) на 1 мл крови.

**Наполнитель:** КЗ ЭДТА + аprotинин.

**Стабильность пробы:** 7 часов.

#### Применение:

- Проблемные анализы: некоторые гормоны и регуляторные пептиды и маркеры.
- Нестабильные анализы: разрушение на свету, химическая неустойчивость, протеолиз в пробирке (запускается при свёртывании и искусственной среде).

**Этикетка:** бумажная.

**Крышка:** PREMIUM - безопасная закручивающаяся.