

Пробирка вакуумная VascuLab без наполнителя

ИМ-7.107733/2412

без наполнителя, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 /
8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VascuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки VascuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

- Добавки:** без добавок
- Время свертывания крови:** 60 минут
- Центрифугирование:** 1500-2000g, 10-15 мин

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Без наполнителя	VP20001S	VG20001S
3 мл			VP30001S	VG30001S
4 мл			VP40001S	VG40001S
5 мл			-	VG50001S
4 мл	13×100 мм		VP40002S	VG40002S
5 мл			VP50002S	VG50002S
6 мл			VP60002S	VG60002S
7 мл			-	VG70002S
6 мл	16×100 мм		VP60003S	VG60003S
7 мл			VP70003S	VG70003S
8 мл			VP80003S	VG80003S
9 мл			VP90003S	VG90003S
10 мл			-	VG10003S