

Пробирка вакуумная VascuLab для глюкозы

ИМ-7.107733/2412

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 /
9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100
мм, цветовой код серый, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VascuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки VascuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: фторид натрия + Na₂ ЭДТА

Применение: определение глюкозы

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	NaF + Na2 ЭДТА	VP20061S	VG20061S
3 мл			VP30061S	VG30061S
4 мл			VP40061S	VG40061S
5 мл			-	VG50061S
4 мл	13×100 мм		VP40062S	VG40062S
5 мл			VP50062S	VG50062S
6 мл			VP60062S	VG60062S
7 мл			-	VG70062S
6 мл	16×100 мм		VP60063S	VG60063S
7 мл			VP70063S	VG70063S
8 мл			VP80063S	VG80063S
9 мл			VP90063S	VG90063S
10 мл			-	VG10063S