

Пробирка вакуумная VacuLab для СОЭ

ИМ-7.107733/2412

для СОЭ, объем 1.28 / 1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 8×120 мм, цветовой код
черный, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	для СОЭ
Объем	1.28 / 1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 8×120 мм
Цветовой код	черный
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: цитрат натрия 3.8% (0.129 моль/л)

Применение: определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
1.6	13×75 мм	цитрат натрия 3.8%	VP16081S	VG16081S
2.4			VP24081S	VG24081S
3.2			-	VG32081S
4.0			-	VG40081S
3.2	13×100 мм		-	VG32082S
4.0			-	VG40082S
1.28	8×120 мм		-	VG16085S