

Пробирка вакуумная VacuLab с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.107733/2412

активатор свертывания и гель, объем 2.0 / 3.0 / 3.5 /
4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм /
13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик
/ стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: активатор свертывания и гель

Применение: для сыворотки с активатором свертывания и гелем для иммунной гематологии, клинико-химических исследований

Время свертывания крови: 15-30 минут

Центрифугирование: 1700-2200g, 10-15 мин

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Активатор свертывания + гель	VP20021S	VG20021S
3 мл			VP30021S	VG30021S
3.5 мл			VP35021S	VG35021S
4 мл	13×100 мм		VP40022S	VG40022S
5 мл			VP50022S	VG50022S
6 мл	16×100 мм		VP60023S	VG60023S
7 мл			VP70023S	VG70023S
8 мл			VP80023S	VG80023S
8.5 мл			VP85023S	VG85023S