

Пробирка вакуумная VacuLab с активатором свертывания

ИМ-7.107733/2412

активатор свертывания, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: активатор свертывания

Применение: для сыворотки с активатором свертывания для иммунной гематологии, клинико-химических исследований

Время свертывания крови: 15-30 минут

Центрифугирование: 1500-2000g, 10-15 мин

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	Активатор свертывания	VP20011S	VG20011S
3 мл			VP30011S	VG30011S
4 мл			VP40011S	VG40011S
5 мл			-	VG50011S
4 мл	13×100 мм		VP40012S	VG40012S
5 мл			VP50012S	VG50012S
6 мл			VP60012S	VG60012S
7 мл			-	VG70012S
6 мл	16×100 мм		VP60013S	VG60013S
7 мл			VP70013S	VG70013S
8 мл			VP80013S	VG80013S
9 мл			VP90013S	VG90013S
10 мл			-	VG10013S