

Пробирка вакуумная VacuLab с гепарином лития и гелем (PSGT)

ИМ-7.107733/2412

гепарин лития и гель, объем 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: гепарин лития и гель

Применение: подготовка плазмы для молекулярной диагностики и тестирования вирусной нагрузки

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	гепарин лития + гель	VP20121S	VG20121S
3 мл			VP30121S	VG30121S
3.5 мл			VP35121S	VG35121S
4 мл	13×100 мм		VP40122S	VG40122S
5 мл			VP50122S	VG50122S
6 мл	16×100 мм		VP60123S	VG60123S
7 мл			VP70123S	VG70123S
8 мл			VP80123S	VG80123S
8.5 мл			VP85123S	VG85123S