

Пробирка вакуумная VacuLab с гепарином лития

ИМ-7.107733/2412

гепарин лития, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 /
9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100
мм, цветовой код зеленый, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: гепарин лития

Применение: определение плазмы крови в клинической химии и гемореологии

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	гепарин лития	VP20111S	VG20111S
3 мл			VP30111S	VG30111S
4 мл			VP40111S	VG40111S
5 мл			-	VG50111S
4 мл	13×100 мм		VP40112S	VG40112S
5 мл			VP50112S	VG50112S
6 мл			VP60112S	VG60112S
7 мл			-	VG70112S
6 мл	16×100 мм		VP60113S	VG60113S
7 мл			VP70113S	VG70113S
8 мл			VP80113S	VG80113S
9 мл			VP90113S	VG90113S
10 мл			VP10113S	VG10113S