

Пробирка вакуумная VacuLab с K2 ЭДТА и гелем (EPGT)

ИМ-7.107733/2412

К2 ЭДТА и гель, объем 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	К2 ЭДТА и гель
Объем	2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: К2 ЭДТА и гель

Применение: подготовка плазмы для молекулярной диагностики и тестирования вирусной нагрузки

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	K2 ЭДТА + гель	VP20041S	VG20041S
3 мл			VP30041S	VG30041S
3.5 мл			VP35041S	VG35041S
4 мл	13×100 мм		VP40042S	VG40042S
5 мл			VP50042S	VG50042S
6 мл	16×100 мм		VP60043S	VG60043S
7 мл			VP70043S	VG70043S
8 мл			VP80043S	VG80043S
8.5 мл			VP85043S	VG85043S