

Пробирка вакуумная VacuLab с K2 ЭДТА

ИМ-7.107733/2412

K2 ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: K2 ЭДТА

Применение: для цельной крови / плазмы для гематологии

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	К2 ЭДТА	VP20031S	VG20031S
3 мл			VP30031S	VG30031S
4 мл			VP40031S	VG40031S
5 мл			-	VG50031S
4 мл	13×100 мм		VP40032S	VG40032S
5 мл			VP50032S	VG50032S
6 мл			VP60032S	VG60032S
7 мл			-	VG70032S
6 мл	16×100 мм		VP60033S	VG60033S
7 мл			VP70033S	VG70033S
8 мл			VP80033S	VG80033S
9 мл			VP90033S	VG90033S
10 мл			-	VG10033S