

Пробирка вакуумная VacuLab с КЗ ЭДТА

ИМ-7.107733/2412

КЗ ЭДТА, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 /
10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм,
цветовой код фиолетовый, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик / стекло

Описание

Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

Добавки: КЗ ЭДТА

Применение: для цельной крови / плазмы для гематологии

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
2 мл	13×75 мм	КЗ ЭДТА	VP20051S	VG20051S
3 мл			VP30051S	VG30051S
4 мл			VP40051S	VG40051S
5 мл			-	VG50051S
4 мл	13×100 мм		VP40052S	VG40052S
5 мл			VP50052S	VG50052S
6 мл			VP60052S	VG60052S
7 мл			-	VG70052S
6 мл	16×100 мм		VP60053S	VG60053S
7 мл			VP70053S	VG70053S
8 мл			VP80053S	VG80053S
9 мл			VP90053S	VG90053S
10 мл			-	VG10053S