

## Пробирка вакуумная VacuLab с цитратом натрия

ИМ-7.107733/2412

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.4 / 8.1 / 9.0 /  
6.3 / 7.2 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100  
мм, цветовой код голубой, пластик / стекло

Sanli Medical, Китай



### Характеристики

---

|              |  |
|--------------|--|
| Тип          | цитрат натрия  |
| Объем        | 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 5.4 / 8.1 / 9.0 / 6.3 / 7.2 мл |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм                       |
| Цветовой код | голубой  |
| Материал     | пластик / стекло                                       |

### Описание

---

**Вакуумные пробирки для забора крови VacuLab** предназначены для сбора, транспортировки и обработки венозной крови для исследования сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Пробирки VacuLab заполнены заданным количеством вакуума для точного определения объема забора.

**Добавки:** цитрат натрия 3.2% (0.109 моль/л) или 3.8% (0.129 моль/л)

**Применение:** пробирка с плазмой для исследования коагулограммы

| Объем | Размер    | Наполнитель   | Каталожный № |          |
|-------|-----------|---------------|--------------|----------|
|       |           |               | Пластик      | Стекло   |
| 1.8   | 13×75 мм  | цитрат натрия | VP18071S     | VG18071S |
| 2.7   |           |               | VP27071S     | VG27071S |
| 3.6   |           |               | VP36071S     | VG36071S |
| 4.5   |           |               | VP45071S     | VG45071S |
| 3.6   | 13×100 мм |               | -            | VG36072S |
| 4.5   |           |               | VP45072S     | VG45072S |
| 5.4   |           |               | VP54072S     | -        |
| 6.3   | 16×100 мм |               | VP64073S     | -        |
| 7.2   |           |               | VP72073S     | -        |
| 8.1   |           |               | VP81073S     | -        |
| 9.0   |           |               | VP90073S     | -        |