

## Пробирка вакуумная Vacumed К фторид + КЗ ЭДТА

ИМ-7.105495/2308

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер  
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код  
серый, пластик

F.L. Medical, Италия



### Характеристики

---

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

### Описание

---

**Пробирка вакуумная Vacumed с фторидом калия + КЗ ЭДТА** - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

**Наполнитель:** фторид калия + КЗ ЭДТА.

#### Механизм действия

Фторид калия является ингибитором гликолиза и стабилизирует уровень глюкозы в крови в течение 24 часов. КЗ ЭДТА используются в качестве антикоагулянта.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка
42210	2	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
42211	3	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
42212	4	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
43216	6	13×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
44219	9	16×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Бумажная
46210	2	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
46211	3	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
46212	4	13×75	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
47216	6	13×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная
48219	9	16×100	Фторид К + КЗ ЭДТА	Прозрачная

В упаковке: 100 шт.