

## Пробирка вакуумная VACUSERA с гепарином лития

ИМ-7.115739

гепарин лития, объем 2.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл, размер  
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код  
зеленый, пластик

Disera, Турция



### Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 4.0 / 6.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

### Описание

**Пробирки VACUSERA с гепарином лития** - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

**Наполнитель:** гепарин лития.

**Применение:** определение плазмы по стандартным шаблонам испытаний.

**Перемешивание:** 8-10 мин.

**Центрифугирование:** 1300 g, 10 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234402	2	13×75	Гепарин Li	Бумажная	●
234404	4	13×75	Гепарин Li	Бумажная	●
235406	6	13×100	Гепарин Li	Бумажная	●
236409	9	16×100	Гепарин Li	Бумажная	●
434402	2	13×75	Гепарин Li	Прозрачная	●
434404	4	13×75	Гепарин Li	Прозрачная	●
435406	6	13×100	Гепарин Li	Прозрачная	●
436409	9	16×100	Гепарин Li	Прозрачная	●

**Срок годности:** 18 месяцев.

**В упаковке:** 100 / 1200 шт.