

Пробирка вакуумная VACUSERA со CTAD

ИМ-7.115739

CTAD, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код голубой, пластик

Disera, Турция



Характеристики

Тип	CTAD
Объем	1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирки VACUSERA со CTAD - одноразовые вакуумные пробирки для забора крови.

Наполнитель: буферный раствор Цитрата натрия 3.2%, 0.109M (соотношение кровь:цитрат - 9:1) + Теофиллин + Аденозин + Дипиридамола.

Применение: проведение тестов на коагуляцию (в основном для пациентов, которые проходят гепаринотерапию)

Перемешивание: 3-4 мин.

Центрифугирование: 2000-2500 g, 10-15 мин.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Этикетка	Цветовой код
234512	1.8	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Бумажная	●
234513	2.7	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Бумажная	●
234514	3.6	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Бумажная	●
234515	4.5	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Бумажная	●
434512	1.8	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Прозрачная	●
434513	2.7	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Прозрачная	●
434514	3.6	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Прозрачная	●
434515	4.5	13×75	0.109M, 3.2% (9NC)	Прозрачная	●

Срок годности:

- 1.8 / 2.7 мл - 9 месяцев (двойная пробирка).

- 3.6 / 4.5 мл - 4 месяца.

В упаковке: 100 / 1200 шт.