

Пробирка вакуумная Vacutек гепарин лития + гель

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

гепарин лития и гель, объем 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 мл,
размер 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
зеленый, пластик / стекло

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 мл
Размер	13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик / стекло

Описание

Пробирки вакуумные Vacutек гепарин лития + гель используются для разделения плазмы и сгустка до 48 часов без повторного центрифугирования.

Область применения: клиническая химия, иммунология

Материал для исследования: гепаринизированная плазма

Центрифугирование: 2000-2500 г в течение 10-15 мин.

Объем	Размер	Наполнитель	Каталожный №	
			Пластик	Стекло
5 мл	13×100 мм	Гепарин лития + гель	VG07205P	VG07205G
6 мл			VG07206P	VG07206G
8 мл	16×100 мм		VG07208P	VG07208G
9 мл			VG07209P	VG07209G