

Пробирка вакуумная Xinle без наполнителя

ИМ-7.117985

без наполнителя, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик