

Пробирка вакуумная Xinle натрия фторид + K2 ЭДТА

ИМ-7.117985

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
серый

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	серый