

Пробирка вакуумная Xinle с активатором свертывания и гелем

ИМ-7.117985

активатор свертывания и гель, объем 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик