

Пробирка вакуумная Xinle с активатором свертывания

ИМ-7.117985

активатор свертывания, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 /
7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм /
16×100 мм, цветовой код красный, пластик

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик