

Пробирка вакуумная Xinle с гепарином лития и гелем

ИМ-7.117985

гепарин лития и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик