

Пробирка вакуумная Xinle с гепарином натрия

ИМ-7.117985

гепарин натрия, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик