

Пробирка вакуумная Xinle с цитратом натрия 4NC

ИМ-7.117985

цитрат натрия, объем 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код черный

Hebei Xinle Sci&Tech, Китай



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	черный