

Пробирка Вэйхай Mic-T для СОЭ

ИМ-7.103140 до 31.08.2020

для СОЭ, с капилляром / без капилляра, объем 0.5 мл / 1 мл, код черный

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	для СОЭ
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	черный

Дополнительные характеристики

Пробирки Вэйхай Mic-T для СОЭ - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.5 мл	Цитрат натрия 3.8%	5040143	5140143
1 мл	Цитрат натрия 3.8%	5080143	5180143

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.